



Protocolo: **2 42239**
Paciente: **DEJANDO.HUELLAS(ANGEL), CANINO**
MESTIZO
Médico: **TROSCE, PABLO WUAU**

Fecha: **01/07/2026**
auto: **33966**

HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

SERIE BLANCA

Glóbulos Blancos: 9.200 /mm3 V.N.: 6.000 -17.000 mm3

FÓRMULA LEUCOCITARIA

Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 3,00 %

Neutrófilos Segmentados: 60,00 %

Eosinófilos: 6,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 27 %

Monocitos: 4,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 276 /mm3 V.N.: 0-300 mm3

Neutrof. Segmentados Abs 5.520 /mm3 V.N.: 3.000 -11.500 mm3

Eosinófilos Abs 552 /mm3 V.N.: 100 -1.250 mm3

Basófilos Abs 0 /mm3 V.N.: 0 - 50 mm3

Linfocitos Abs 2.484 /mm3 V.N.: 1.000 - 4.800 mm3

Monocitos Abs 368 /mm3 V.N.: 150 -1.350 mm3

Comentarios serie blanca Sin particularidades

SERIE ROJA

Glóbulos Rojos: 6,95 millo./mm3 V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm3

Hematocrito: 50,80 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 17,60 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCM: 73,10 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 25,30 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 34,60 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Sin particularidades

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas: 197.000 /mm3 V.N.: 160.000 - 500.000 / mm3

Comentarios plaquetas: Sin particularidades

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



Urea Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	50	mg/dL	V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL
Creatinina S. Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	0,98	mg/dL	V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL
ast-GOT (p)			Método: UV -VIS Material: Suero
Resultado	45	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
alt-GPT (p)			Método: UV -VIS Material: Suero
Resultado	35	UI/l	V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L
Fosfatasa alcalina Can (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Resultado	20	UI/l	V.N.: Canino : hasta 300 UI/L La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.
Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)			Método: Colorimétrico Material: Suero
Proteinas totales (Can)	7,30	g/dl	V.N.: 5,5 -7,5 g/dl
Albúmina (Can)	3,36	g/dl	V.N.: 2,5 - 4 g/dl
Globulina (Can)	3,94	g/dl	V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl
Relación A/G (Can)	0,85		V.N.: 0,6 - 1,1
Perfil básico			Material: Suero, Sangre Entera con EDTA
Compuesto por	9 parámetros.		
Comentarios			
Comentarios:	Sin Comentarios		

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
 MP 1462