



Protocolo: **2 44569**
Paciente: **CENTINEO(CARMELA), CANINO**
Médico: **TROSCE, PABLO WUAU**

Fecha: **26/08/2026**
auto: **25428**

HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO
Material: Sangre Entera con EDTA

SERIE BLANCA

Glóbulos Blancos: 12.500 /mm³ V.N.: 6.000 -17.000 mm³

FÓRMULA LEUCOCITARIA

Células Inmaduras: 0,00 %

Neutrófilos en Cayado: 5,00 %

Neutrófilos Segmentados: 72,00 %

Eosinófilos: 3,00 %

Basófilos: 0,00 %

Linfocitos: 16 %

Monocitos: 4,00 %

Total Fórmula 100,00 %

Neutrof. en Cayado Abs 625 /mm³ V.N.: 0-300 mm³

Neutrof. Segmentados Abs 9.000 /mm³ V.N.: 3.000 -11.500 mm³

Eosinófilos Abs 375 /mm³ V.N.: 100 -1.250 mm³

Basófilos Abs 0 /mm³ V.N.: 0 - 50 mm³

Linfocitos Abs 2.000 /mm³ V.N.: 1.000 - 4.800 mm³

Monocitos Abs 500 /mm³ V.N.: 150 -1.350 mm³

Comentarios serie blanca Ligero desvío a la izquierda regenerativo. Sugerente de proceso inflamatorio agudo. Valorar los resultados en base a la historia clínica del animal.

SERIE ROJA

Glóbulos Rojos: 4,06 millo./mm³ V.N.: 5,5 a 8,5 millones/mm³

Hematocrito: 26,50 % V.N.: 37 % - 55 % F

Hemoglobina: 8,80 g/dl V.N.: 12 -19 g/dl

VCN: 65,30 fl V.N.: 60 a 77 fl

HCM: 21,70 pg V.N.: 19 a 24 pg

MCHC: 33,20 % V.N.: 30 a 36 %

Comentarios serie roja: Anemia moderada, normocítica, normocrómica con moderada anisocitosis y anisocromia. Ligera policromatofilia.
Se observa marcada cantidad de anulocitos, escasos eritrocitos crenados y escasos dianocitos.
Anulocitos: Este cambio se produce por descenso del contenido de Hb (ej: deficiencia de Fe).

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462



HEMOGRAMA Canino (p)

Método: Impedancia/MO

Material: Sangre Entera con EDTA

Eritrocitos crenados: Este cambio se produce por alteración de los fosfolípidos de la membrana del glóbulo rojo (ej: artefacto, veneno de serpiente, uremia, deficiencia de piruvato quinasa)

Dianocitos: Este cambio se produce por alteración de la membrana plasmática por causas fisiológicas y patológicas, deficiencia de Fe, anemia regenerativa, hipercolesterolemia entre otras.

SERIE PLAQUETARIA

Plaquetas: 427.000 /mm³ V.N.: 160.000 - 500.000 / mm³

Comentarios plaquetas: Sin particularidades

Urea Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 31 mg/dL V.N.: Caninos : 20 - 50 mg/dL

Creatinina S. Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 0,65 mg/dL V.N.: Caninos : 0,5- 1,5 mg/dL

ast-GOT (p)

Método: UV -VIS

Material: Suero

Resultado 50 UI/L V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

alt-GPT (p)

Método: UV -VIS

Material: Suero

Resultado 16 UI/L V.N.: Can/Fel : 10-60 UI/L

Fosfatasa alcalina Can (p)

Método: Colorimétrico

Material: Suero

Resultado 635 UI/L V.N.: Canino : hasta 300 UI/L
La muestra recomendada para FAL es suero. Otros tipos de muestras generan interferencia con el anticoagulante.

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462

**Relación Albumina / Globulinas Caninos (p)****Método: Colorimétrico****Material: Suero**

Proteínas totales (Can)	4,92	g/dl	V.N.: 5,5 - 7,5 g/dl
Albúmina (Can)	2,22	g/dl	V.N.: 2,5 - 4 g/dl
Globulina (Can)	2,70	g/dl	V.N.: 2,7 - 4,4 g/dl
Relación A/G (Can)	0,82		V.N.: 0,6 - 1,1

Perfil básico**Material: Suero, Sangre Entera con EDTA****Compuesto por** 9 parámetros.**Comentarios****Comentarios:** Sin Comentarios

Todos los sueros se guardan por 15 días en nuestra Seroteca

M.V. Belén Rey Fernández
MP 1462